

E 484

Innsats

for optimal plassering av ulike utensiler.



- Trådduk, 1,4 mm, maskevidde 8 mm
- Kan utstyres med holdere: E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

EAN: 4002512398718 / Materialnummer: 05109190 /
Gammelt materialnummer: 69548401D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Innsats for pussbekken/fat	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av OP-sko	•
Klargjøring av fat	•
Klargjøring av pussbekken	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
Kapazität	
OP-sko [antall]	16
Fat [antall]	4
Pussbekken [antall]	9
Vernemasker [antall]	9
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettø høyde i mm	150
Utvendig mål, nettø bredde i mm	470
Utvendig mål, nettø dybde i mm	480
Utvendig mål, brutto høyde i mm	560
Utvendig mål, brutto bredde i mm	180
Utvendig mål, brutto dybde i mm	540
Nettø vekt i kg	2,97
Brutto vekt i kg	3,78