

E 486
Holder
for optimal plassering av skåler.



- Egnet for plassering av 1 skåler

EAN: 4002512398732 / Materialnummer: 05109230 /
Gammelt materialnummer: 69548601D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Innsats for pussbekken/fat	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av fat	•
Kapasitet	
Fat [antall]	1
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	275
Utvendig mål, nettobredde i mm	464
Utvendig mål, nettodybde i mm	10
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	475
Utvendig mål, bruttbredde i mm	465
Utvendig mål, bruttdybde i mm	25
Nettovekt i kg	0,21
Bruttovekt i kg	0,43