


E 487

Holder

for optimal plassering av 4 OP-sko, opptil 280 mm høyde.



EAN: 4002512398749 / Materialnummer: 05109250 /

Gammelt materialnummer: 69548701D

<b>Produktkategori</b>	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats for OP-sko	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av OP-sko	•
<b>Kapasitet</b>	
OP-sko [antall]	4
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	280
Utvendig mål, nettobredde i mm	464
Utvendig mål, nettodybde i mm	10
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	470
Utvendig mål, bruttbredde i mm	470
Utvendig mål, bruttodybde i mm	25
Nettovekt i kg	0,37
Bruttovekt i kg	0,52