


E 488
Holder
for optimal plassering av vernemasker.



- Egnet for 3 vernemasker

EAN: 4002512398756 / Materialnummer: 05109260 /
Gammelt materialnummer: 69548801D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Annen innsats	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av diverse utensiler	•
Kapasitet	
Vernemasker [antall]	3
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	31
Utvendig mål, nettobredde i mm	240
Utvendig mål, nettodybde i mm	210
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	75
Utvendig mål, bruttbredde i mm	280
Utvendig mål, bruttdybde i mm	510
Nettvekt i kg	0,27
Bruttvekt i kg	0,39