

AUF 1

Plassering

for optimal klargjøring av roterende instrumenter i overkurv O 177/1.



- Består av: pakning, gjengehylse, klemme
- Overføringsdel-underdel, overføringsdel-overdel, 5 filterplater

EAN: 4002512427517 / Materialnummer: 05159510 /
Gammelt materialnummer: 68551101D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkt-/tilbehørskategori	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Holder eller adapter for roterende instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	80
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttodybde i mm	100
Nettvekt i kg	0,15
Bruttvekt i kg	0,28
Vedlagt tilbehør	
FP Filterplate	•