

ADS 1

Silikonadapter

for plassering av roterende instrumenter ved bruk av AUF 1 og AUF 2.



- For hånd- og vinkelstykker / turbiner med diameter på ca. 20 mm
- Hvit

EAN: 4002512427548 / Materialnummer: 05159530 /

Gammelt materialnummer: 68751301D

<b>Produktkategori</b>	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategori</b>	
Holder eller adapter for roterende instrumenter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Silikon
Farge	hvit
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	21
Utvendig mål, nettobredde i mm	32
Utvendig mål, nettodybde i mm	32
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	170
Utvendig mål, bruttbredde i mm	230
Utvendig mål, bruttodybde i mm	350
Diameter i mm	33
Nettovekt i kg	0,01
Bruttovekt i kg	0,02