

ADS 3

Silikonadapter

for plassering av roterende instrumenter ved bruk av AUF 1 og AUF 2.



- For hånd- og vinkelstykker / turbiner med diameter på ca. 22 mm
- Rød

EAN: 4002512478236 / Materialnummer: 05159550 /
Gammelt materialnummer: 68751501D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Holder eller adapter for roterende instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Silikon
Farge	Rød
Bruksområde	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	21
Utvendig mål, nettobredde i mm	32
Utvendig mål, nettodybde i mm	32
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttodybde i mm	120
Diameter i mm	33
Nettvekt i kg	0,01
Bruttvekt i kg	0,02