


E 475
Støtte
for stabilisering av spylehylser.



- Egnet for MIS-innsatser

EAN: 4002512401234 / Materialnummer: 05226040 /
Gammelt materialnummer: 69747501D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Brakett	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	110
Utvendig mål, nettobredde i mm	155
Utvendig mål, nettodybde i mm	500
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	110
Utvendig mål, bruttbredde i mm	160
Utvendig mål, bruttodybde i mm	510
Nettovekt i kg	0,10
Bruttovekt i kg	0,22