

DOS 60/30

Doseringspumpe

for dosering av flytende, nøytrale/alkaliske midler.



- For dosering av flytende rengjøringsmiddel
- For dosering av kjemisk desinfeksjonsmiddel
- Ettermontering via Mieles serviceavdeling

EAN: 4002512417532 / Materialnummer: 05267420 /

Gammelt materialnummer: 69225003D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategori	
Doseringsystem	•
Produktegenskaper	
Strømningshastighet ml/60 sek.	120
Lengde på sugelansen i mm	333
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	310
Utvendig mål, bruttbredde i mm	250
Utvendig mål, bruttdybde i mm	430
Nettvekt i kg	1,70
Bruttovekt i kg	1,95