

## AUF 2

### Plassering

for optimal klargjøring av roterende instrumenter i overkurv O 801/2.



- Består av: pakning, gjengehylse, klemme
- Overføringsdel-underdel, overføringsdel-overdel, 5 filterplater

EAN: 4002512427524 / Materialnummer: 05282470 /  
Gammelt materialnummer: 68551701D

<b>Produktkategori</b>	
Termodesinfektorer	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Holder	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spennning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	118
Utvendig mål, bruttbredde i mm	122
Utvendig mål, bruttodybde i mm	305
Nettvekt i kg	0,90
Bruttvekt i kg	0,94
<b>Tilbehørspakke</b>	
FP Filterplate	•