


E 489

Universalholder

for plassering av ulike typer utensiler, f.eks. innleggssåler for OP-sko.



EAN: 4002512431835 / Materialnummer: 05337120 /
Gammelt materialnummer: 69548901D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Innsats for OP-sko	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av OP-sko	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	60
Utvendig mål, nettobredde i mm	464
Utvendig mål, nettodybde i mm	10
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	35
Utvendig mål, bruttbredde i mm	130
Utvendig mål, bruttdybde i mm	470
Nettvekt i kg	0,12
Bruttovekt i kg	0,23