

E 984  
Innsats  
for plassering av ulike redskaper.



- Kan utstyres med ulike holdere

EAN: 4002512431323 / Materialnummer: 05337750 /  
Gammelt materialnummer: 69598401D

<b>Produktkategori</b>	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats for pussbekken/fat	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av OP-sko	•
Klargjøring av fat	•
Klargjøring av pussbekken	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	371
Utvendig mål, nettobredde i mm	150
Utvendig mål, nettodybde i mm	572
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	390
Utvendig mål, bruttbredde i mm	160
Utvendig mål, bruttodybde i mm	590
Nettvekt i kg	2,95
Bruttovekt i kg	3,30