

E 986  
Holder  
for optimal plassering av 5 skåler.



- Til bruk i innsats E 984

EAN: 4002512431347 / Materialnummer: 05337770 /  
Gammelt materialnummer: 69598601D

<b>Produktkategori</b>	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats for pussbekken/fat	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av fat	•
<b>Kapasitet</b>	
Fat [antall]	1
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	25
Utvendig mål, bruttbredde i mm	330
Utvendig mål, bruttodybde i mm	435
Nettvekt i kg	0,19
Bruttovekt i kg	0,36