

E 520
Innsats
for optimal plassering av rotfyllingsinstrumenter.



- Egnet for 18 rotkanalinstrumenter
- Sammenleggbar
- Kan dampsteriliseres ved 121 °C / 134 °C

EAN: 4002512472524 / Materialnummer: 05409080 /
Gammelt materialnummer: 68552001D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Produkttilhørighet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Annen innsats	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	hvit
Kapasitet	
Rotkanalinstrumenter [antall]	17
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	45
Utvendig mål, nett bredde i mm	75
Utvendig mål, nett dybde i mm	30
Utvendig mål, brutt høyde i mm	80
Utvendig mål, brutt bredde i mm	95
Utvendig mål, brutt dybde i mm	110
Nettvekt i kg	0,05
Bruttvekt i kg	0,10