


E 747

Modul

for optimal plassering av f.eks. sentrifugerør, vials og reagensglass.



- 104 sentrifugerør, vials, reagensglass osv.
- 104 dyser 2,5 x 110 mm

EAN: 4002512591218 / Materialnummer: 05464630 /
Gammelt materialnummer: 69574701D

Produktkategori	
Store laboratorievaske maskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
Produktkategori	
Innsats/modul for reagensglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Kapasitet	
Reagensglass [antall]	104
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	168
Utvendig mål, nett bredde i mm	492
Utvendig mål, nett dybde i mm	496
Utvendig mål, brutto høyde i mm	650
Utvendig mål, brutto bredde i mm	660
Utvendig mål, brutto dybde i mm	810
Nettvekt i kg	38,00
Bruttovekt i kg	44,00