

E 469

Spylehylse

for optimal plassering av MIS-instrumenter fra urologi, L 300 mm, Ø 11 mm.



- Kappe, åpning Ø 6 mm
- Med slangeklemme

EAN: 4002512598446 / Materialnummer: 05563950 /
Gammelt materialnummer: 69546901D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Spylehylse	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	300
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	145
Utvendig mål, bruttbredde i mm	265
Utvendig mål, bruttdybde i mm	155
Diameter i mm	6
Nettvekt i kg	0,05
Bruttvekt i kg	0,05