

DOS-P2
Doseringspumpe
med slange og lanse.



- Egnet for innbygging i doseringspumpekabinett DOS G2

EAN: 4002512615075 / Materialnummer: 05573160 /
Gammelt materialnummer: 59170080D

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Maskin-/tilbehørstilkn�tning	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktkategori	
Doseringsystem	•
Produktegenskaper	
Elektrotilkobling	OHNE
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettoh�yde i mm	540
Utvendig mål, nettobredde i mm	540
Utvendig mål, nettodybde i mm	190
Utvendig mål, bruttoh�yde i mm	210
Utvendig mål, bruttbredde i mm	550
Utvendig mål, bruttodybde i mm	550
Nettvekt [kg]	1,30
Bruttovekt i kg	3,30

DOS-P2
Doseringspumpe
med slange og lanse.