


E 523

Innsats

for optimal plassering av 6 instrumentbrett.



- Kommer med 7 holdere (6 kamre), H 145, avstand 50 mm

EAN: 4002513199116 / Materialnummer: 05649700 /
Gammelt materialnummer: 69552301D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Innsats for Brett/fat	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	6
Bruksområde	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	151
Utvendig mål, nett bredde i mm	220
Utvendig mål, nett dybde i mm	450
Utvendig mål, brutto høyde i mm	195
Utvendig mål, brutto bredde i mm	240
Utvendig mål, brutto dybde i mm	495
Nettvekt i kg	1,40
Bruttovekt i kg	1,65