

E 801/1
Innsats
for optimal plassering av 8 glass.



- Egnet for 8 tannglass, maks. Ø 75 mm
- Kunststoffbelagt

EAN: 4002513220650 / Materialnummer: 05673820 /
Gammelt materialnummer: 68580102D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Produkttilhørighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Annen innsats	•
Produktegenskaper	
Material	Tråd, kunststoffbelagt
Farge	hvit
Bruksområde	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Kapasitet	
Glass [antall]	8
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	155
Utvendig mål, nett bredde i mm	200
Utvendig mål, nett dybde i mm	320
Utvendig mål, brutt høyde i mm	270
Utvendig mål, brutt bredde i mm	510
Utvendig mål, brutt dybde i mm	240
Nettvekt i kg	1,00
Bruttvekt i kg	1,50