

E 476

Plassering

for mikroinstrumenter med en diameter på 4–8 mm.



- Kan brukes i filtre med 5 mm maskevidde
- 50 stk per pose

EAN: 4002513239454 / Materialnummer: 05692400 /
Gammelt materialnummer: 69747601D

| Produktkategori | |
|--|------------|
| Termodesinfektorer | • |
| Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin | • |
| Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin | • |
| Produkttilhørighet | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| Produktkategori | |
| Holder | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Kunststoff |
| Farge | Grå |
| Bruksområde | |
| Klargjøring av MIS-instrumenter | • |
| Klargjøring av oftalmologiske instrumenter | • |
| Klargjøring av dentalinstrumenter | • |
| Standard elektrotilkobling | |
| Faseantall | 0 |
| Spenning i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Totaltilkobling i kW | 0,00 |
| Sikring i A | 0 |
| Mål og vekt | |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm | 0 |
| Utvendig mål, nettobredde i mm | 0 |
| Utvendig mål, nettodybde i mm | 0 |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm | 12 |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm | 80 |
| Utvendig mål, bruttodybde i mm | 120 |
| Nettvekt i kg | 0,07 |
| Bruttovekt i kg | 0,08 |