


E 470

Injektordyse

for bruk i injektorvogn, Ø 2,5 x 90 mm.



- Egnet for injektorvogner, kan skrues fast
- Egnet for f.eks. flasker, Erlenmeyerkolber og rundkolber

EAN: 4002513248814 / Materialnummer: 05701580 /

Gammelt materialnummer: 69547001D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaper	
Material	Tråd, kunststoffbelagt, Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål, hvit
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	90
Utvendig mål, nettobredde i mm	3
Utvendig mål, nettodybde i mm	3
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	100
Utvendig mål, bruttodybde i mm	150
Diameter i mm	3
Nettvekt i kg	0,02
Bruttvekt i kg	0,03