

DOS G 60

Doseringsmodul for beholder på 5-10 l

for automatisk dosering av flytende midler, med nivåindikator.



- Eget for alle PG 8535
- Kan stilles inn via maskinens elektroniske styring
- Lengde 300 mm, sugelanse for 5 l og 10 l beholdere
- Lengde på føringsledningen: 1,90 m

EAN: 4002513252255 / Materialnummer: 05703990 /

Gammelt materialnummer: 69747005D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Oppvaskmaskiner tank	•
Laboratievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 8066	•
Produktkategori	
Ekstern doseringssystem	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Grå
Strømningshastighet ml/60 sek.	120
Lengde på sugelansen i mm	333
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	1
Nulleleder	N
AC/DC	AC
Spennning i V	230-240
Frekvens i Hz	50
Totaltilkobling i kW	0,02
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	117
Utvendig mål, nettobredde i mm	235
Utvendig mål, nettodybde i mm	107
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	295
Utvendig mål, bruttobredde i mm	250
Utvendig mål, bruttodybde i mm	420
Nettovekt i kg	2,60
Bruttovekt i kg	2,78