


E 908/1

Innsats

for optimal plassering av demonterbare MIS-instr., arbeidsinnlegg eller optikk.



- Maskevidde 8 x 1 mm (bunn), lukkede sider
- Innvendig inndeling kan justeres etter behov med 4 støtter
- Kroker for opphenging i E 906/1

EAN: 4002513252286 / Materialnummer: 05704010 /

Gammelt materialnummer: 69590802D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8536	•
Produktkategori	
Innsats/modul for MIS-instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	130
Utvendig mål, nett bredde i mm	460
Utvendig mål, nett dybde i mm	36
Utvendig mål, brutt høyde i mm	150
Utvendig mål, brutt bredde i mm	505
Utvendig mål, brutt dybde i mm	100
Nettvekt i kg	0,68
Bruttovekt i kg	0,85