

## DOS G 10

Doseringsmodul for beholdere på 5-10 l

for automatisk dosering av flytende midler, med nivåindikator.



- For dosering av avspenningsmiddel
- 22 mm sugelanse for beholdere på 5–10 l
- Ombyggingssett sugelanse 10–30 l beh. tilgj. fra kundeservice
- Dosering på opptil 20 ml/60 sekunder

EAN: 4002513283259 / Materialnummer: 05729360 /  
Gammelt materialnummer: 69747006D

<b>Produktkategori</b>	
Laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8535	•
<b>Produktkategori</b>	
Doseringssystem	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	1
Nullleder	N
AC/DC	AC
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50-60
Totaltilkobling i kW	0,02
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	118
Utvendig mål, nettobredde i mm	235
Utvendig mål, nettodybde i mm	115
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	310
Utvendig mål, bruttbredde i mm	420
Utvendig mål, bruttodybde i mm	250
Nettvekt i kg	2,42
Bruttovekt i kg	2,81