

DE-CS7-78

Maskindeksel

for øvre deksel på maskinen, 70 cm dybde, 90 cm bredde.



EAN: 4002513297560 / Materialnummer: 05744740 /  
Gammelt materialnummer: 69216009D

<b>Produktkategori</b>	
Laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8535	•
<b>Produktkategori</b>	
Deksel	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	900
Utvendig mål, nettodybde i mm	700
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	50
Utvendig mål, bruttbredde i mm	820
Utvendig mål, bruttodybde i mm	1010
Nettvekt i kg	6,80
Bruttvekt i kg	8,60