


E 969  
Innsats  
for plassering av ulike utensiler.



- Perforert brett 7 x 7 x 3 mm
- Kan brukes med E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 med E 945\*

\* I E 941 kan den kun brukes i kombinasjon med E 945.

EAN: 4002513298765 / Materialnummer: 05746240 /  
Gammelt materialnummer: 69596901D

<b>Produktkategori</b>	
Store laboratorievaskemaskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8527	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats/modul for begerglass	•
Annen innsats	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av laboratorieglass	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	122
Utvendig mål, nett bredde i mm	363
Utvendig mål, nett dybde i mm	533
Utvendig mål, brutto høyde i mm	165
Utvendig mål, brutto bredde i mm	560
Utvendig mål, brutto dybde i mm	535
Nettvekt i kg	1,33
Bruttovekt i kg	2,23