

E 969
Innsats
for plassering av ulike utensiler.



- Perforert brett 7 x 7 x 3 mm
- Kan brukes med E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 med E 945*

* I E 941 kan den kun brukes i kombinasjon med E 945.

EAN: 4002513298765 / Materialnummer: 05746240 /
Gammelt materialnummer: 69596901D

Produktkategori	
Store laboratoriemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Innsats/modul for begerglass	•
Annen innsats	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	122
Utvendig mål, nett bredde i mm	363
Utvendig mål, nett dybde i mm	533
Utvendig mål, brutt høyde i mm	165
Utvendig mål, brutt bredde i mm	560
Utvendig mål, brutt dybde i mm	535
Nettvekt i kg	1,33
Bruttvekt i kg	2,24