

E 492  
Innsats  
for optimal plassering av pussbekken.



- Kommer med 9 holdere, høyde: 86 mm, avstand: 49 mm
- Kan settes i underkurven

EAN: 4002513317343 / Materialnummer: 05771140 /  
Gammelt materialnummer: 69549201D

<b>Produktkategori</b>	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats for pussbekken/fat	•
Annen innsats	•
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av pussbekken	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Støtteavstand i mm	49
Støtتهøyde i mm	86
<b>Kapasitet</b>	
Pussbekken [antall]	9
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spennning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettø høyde i mm	120
Utvendig mål, nettø bredde i mm	256
Utvendig mål, nettø dybde i mm	474
Utvendig mål, brutto høyde i mm	125
Utvendig mål, brutto bredde i mm	320
Utvendig mål, brutto dybde i mm	480
Nettovekt i kg	1,07
Bruttovekt i kg	1,31