


E 963

Innsats

for optimal plassering av begerglass opptil 250 ml.



- Utstyrt med 33 x 3 støtter for begerglass opptil 250 ml

EAN: 4002513369236 / Materialnummer: 05848300 /
Gammelt materialnummer: 69596301D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
Produktkategori	
Innsats/modul for begerglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
Begerglass [antall]	98
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	155
Utvendig mål, nett bredde i mm	357
Utvendig mål, nett dybde i mm	522
Utvendig mål, brutto høyde i mm	285
Utvendig mål, brutto bredde i mm	550
Utvendig mål, brutto dybde i mm	530
Nettvekt i kg	1,58
Bruttovekt i kg	1,70