

U 168/1
Underkurv
for perfekt plassering av OP-sko.



- Egnet for 20 OP-sko opptil størrelse 45
- 20 holdere 295 mm mm
- Holder for ML/2 ved vogngjenkjenning/spylearmkontroll

EAN: 4002513390940 / Materialnummer: 05878590 /
Gammelt materialnummer: 69116803D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Innsats for OP-sko	•
Underkurv	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Støttehøyde i mm	295
Bruksområde	
Klargjøring av OP-sko	•
Kapasitet	
OP-sko [antall]	20
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	315
Utvendig mål, nettobredde i mm	535
Utvendig mål, nettodybde i mm	515
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	320
Utvendig mål, bruttbredde i mm	545
Utvendig mål, bruttodybde i mm	545
Nettvekt i kg	3,20
Bruttvekt i kg	5,20