


E 960/1

Innsats

for optimal plassering av vidhalsede Erlenmeyerflasker.



- Utstyrt med 20 store og 26 små fjærstøtter
- Egnet for vidhalsede Erlenmeyerflasker og målesylindere

EAN: 4002513400953 / Materialnummer: 05892360 /
Gammelt materialnummer: 69596002D

Produktkategori	
Store laboratoriemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Innsats/modul for vidhalsede glass	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Kapasitet	
Erlenmeyerkolber [antall]	46
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	185
Utvendig mål, nettobredde i mm	357
Utvendig mål, nettodybde i mm	522
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	280
Utvendig mål, bruttbredde i mm	530
Utvendig mål, bruttodybde i mm	560
Nettovekt i kg	0,80
Bruttovekt i kg	0,90