


E 960/1

Innsats

for optimal plassering av vidhalsede Erlenmeyerflasker.



- Utstyrt med 20 store og 26 små fjærstøtter
- Egnet for vidhalsede Erlenmeyerflasker og målesylindere

EAN: 4002513400953 / Materialnummer: 05892360 /
Gammelt materialnummer: 69596002D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
Produktkategori	
Innsats/modul for vidhalsede glass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
Erlenmeyerkolber [antall]	46
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	185
Utvendig mål, nett bredde i mm	357
Utvendig mål, nett dybde i mm	522
Utvendig mål, brutt høyde i mm	280
Utvendig mål, brutt bredde i mm	530
Utvendig mål, brutt dybde i mm	560
Nettvekt i kg	0,80
Bruttvekt i kg	0,90