

O 177/1

Overkurv

for optimal rengjøring med 26 dyser og plassering av diverse innsatser.



- Høyre side for plassering av ulike innsatser
- Venstre side med 26 dyser og 7 trakter, løst vedlagt
- Utstyrt med høydejusterbart holdegitter
- Plasseringshøyde 230/205 mm
- Høydejusterbar: – 20 / – 40 mm

EAN: 4002513412413 / Materialnummer: 05913050 /

Gammelt materialnummer: 69117702D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Tom underkurv (lavett)/kurvholder	•
Overkurv	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Kapasitet	
Roterende instrumenter [antall]	11
Hule instrumenter [antall]	22
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	263
Utvendig mål, nettobredde i mm	498
Utvendig mål, nettodybde i mm	455
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	280
Utvendig mål, bruttbredde i mm	545
Utvendig mål, bruttodybde i mm	560
Nettvekt i kg	3,70
Bruttovekt i kg	4,52