

E 441/1

Innsats

for optimal plassering av mikro-instrumenter.



- Maskevidde i bunnen er 1,7 mm
- Sidene er lukket, kan stables
- Innvendig inndeling med 6 justerbare støtter gir skånsom oppbev.
- Kan dampsteriliseres ved 121 °C/134 °C

EAN: 4002513460476 / Materialnummer: 05988240 /
Gammelt materialnummer: 69544102D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Innsats/modul for MIS-instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	60
Utvendig mål, nettobredde i mm	183
Utvendig mål, nettodybde i mm	284
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	100
Utvendig mål, bruttbredde i mm	210
Utvendig mål, bruttodybde i mm	315
Nettvekt i kg	0,77
Bruttovekt i kg	0,92