

DOS G 60/1

Doseringsmodul for beholder på 5-10 l

for automatisk dosering av flytende midler, med nivåindikator.



- Egnet for alle PG 8535
- Kan stilles inn via maskinens elektroniske styring
- Lengde 300 mm, sugelanse for 5 l beholdere
- Lengde på føringsledningen: 1,90 m

EAN: 4002513464269 / Materialnummer: 05996260 /

Gammelt materialnummer: 69747007D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Oppvaskmaskiner tank	•
Laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 8066	•
Produktkategori	
Eksternt doseringssystem	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Grå
Strømningshastighet ml/60 sek.	120
Lengde på sugelansen i mm	200
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	1
Nulleleder	N
AC/DC	AC
Spennning i V	230-240
Frekvens i Hz	50
Totaltilkobling i kW	0,02
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	118
Utvendig mål, nett bredde i mm	235
Utvendig mål, nett dybde i mm	107
Utvendig mål, brutt høyde i mm	250
Utvendig mål, brutt bredde i mm	295
Utvendig mål, brutt dybde i mm	430
Nettvekt i kg	2,60
Bruttvekt i kg	3,00