

FP 20

Filterplate

for klargjøring av hånd- og vinkelstykker ved bruk av AUF 1/AUF 2.



- For å hindre blokkeringer forårsaket av småpartikler
- Porøsitet 2
- 20 filterplater per pakke

EAN: 4002513505498 / Materialnummer: 06059480 /
Gammelt materialnummer: 69751201D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktegenskaper	
Farge	hvit
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	30
Utvendig mål, nettobredde i mm	100
Utvendig mål, nettodybde i mm	125
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	28
Utvendig mål, bruttbredde i mm	125
Utvendig mål, bruttodybde i mm	167
Diameter i mm	30
Nettovekt i kg	0,06
Bruttovekt i kg	0,10