


E 450/1

Vogn

for optimal plassering av MIS-instrumenter.



- Tilbyr 42 plasseringsmuligheter på 2 nivåer
- Utstyrt med en tilkobling for varmluftstørking
- Plasseringsmuligheter: E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- Holder for ML/2 ved vognjerkjenning/spylearmkontroll

EAN: 4002513505504 / Materialnummer: 06059490 /
Gammelt materialnummer: 69545003D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vogn for MIS-instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Kapasitet	
Hule instrumenter [antall]	42
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	502
Utvendig mål, nett bredde i mm	535
Utvendig mål, nett dybde i mm	515
Utvendig mål, brutt høyde i mm	500
Utvendig mål, brutt bredde i mm	540
Utvendig mål, brutt dybde i mm	530
Nettvekt i kg	9,50
Bruttvekt i kg	11,06
Tilbehørspakke	
E 336 spylehylse MIBO, Ø 11 mm, lengde 121 mm [antall]	3
E 362 blindskruer [antall]	2
E 442 spylehylse, Ø 11 mm, lengde 121 mm, med kappe Ø 6 mm [antall]	15
E 443 spylehylse, Ø 11 mm, lengde 121 mm, med kappe Ø 10 mm [antall]	5
E 445 – 12 kapper for spylehylse E 442, åpning med Ø 6 mm [antall]	1
E 446 – 12 kapper for spylehylse E 443, åpning med Ø 10 mm [antall]	1
E 447 hunnadapter, for Luer-Lock hann [antall]	3
E 448 silikonslange med Luer-Lock hunnadapter [antall]	6
E 449 hannadapter, for Luer-Lock hann [antall]	5
E 451 innsats 1/6 instrumentrist [antall]	1
E 452 injektordyse 2,5 x 60 mm [antall]	3
E 453 injektordyse 4 x 110 mm med festeklemmer [antall]	8
E 454 injektordyse for trokarhyler 10–15 mm [antall]	6
E 456 åpningsfjær for MIS-instrumenter [antall]	4
E 464 holder for injektordyse E 454 [antall]	3
E 472 fjærklemme for injektordyser Ø 4 mm [antall]	2