

APH 530

Forbindelseskabel

for avbruddsfri forbindelse til skriveren.



- Kompatibel med protokollskriver APH 510 PRT110
- Lengde: 10 m

EAN: 4002513532609 / Materialnummer: 06095260 /
Gammelt materialnummer: 68817201D

Produktkategori	
Laborativaskemaskiner	•
Store laborativaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Bordautoklaver	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Produktkategori	
Prosess- og driftsdatadokumentasjon/kommunikasjon	•
Produktegenskaper	
Farge	Grå
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Klargjøring av laboratrieglass	•
Klargjøring av objektglass	•
Klargjøring av butyrometere	•
Klargjøring av apotek-/infusjonsflasker	•
Klargjøring av anesthesi-instrumenter	•
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av robotinstrumenter	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-sko	•
Klargjøring av fat	•
Klargjøring av pussbekken	•
Klargjøring av tåteflasker	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•

APH 530
Forbindelseskabel
for avbruddsfri forbindelse til skriveren.



EAN: 4002513532609 / Materialnummer: 06095260 /
Gammelt materialnummer: 68817201D

Klargjøring av ortopediske OP-instrumenter	•
Klargjøring av margnagler/margbor	•
Klargjøring av brett/fat	•
Klargjøring av instrumentrister	•
Klargjøring av målesylindere	•
Klargjøring av beholdere, f.eks. pustekalk-beholdere	•
Klargjøring av diverse utensiler	•

Mål og vekt

Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	10
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	150
Utvendig mål, bruttodybde i mm	200
Nettovekt i kg	0,40
Bruttovekt i kg	0,41