

DE 23

Maskindeksel

for tildekking av maskinen ved montering uten dampkondensator.



- Egnet for G 7823 ved oppstilling uten dampkondensator

EAN: 4002513678420 / Materialnummer: 06174470 /
Gammelt materialnummer: 69216101D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	50
Utvendig mål, bruttbredde i mm	820
Utvendig mål, bruttodybde i mm	1000
Nettvekt i kg	10,00
Bruttovekt i kg	11,00