


E 745/1

Modul

for optimal plassering av opptil 104 pipetter.



- Eget for 104 pipetter opptil 540 mm
- Støtteramme romstørrelse 16 x 16 mm

EAN: 4002513735406 / Materialnummer: 06233580 /
Gammelt materialnummer: 69574502D

Produktkategori	
Store laboratorievaske maskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
Produktkategori	
Innsats/modul for pipetter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Kapasitet	
Pipetter [antall]	104
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	288
Utvendig mål, nett bredde i mm	492
Utvendig mål, nett dybde i mm	496
Utvendig mål, brutt høyde i mm	415
Utvendig mål, brutt bredde i mm	530
Utvendig mål, brutt dybde i mm	590
Nettvekt i kg	24,60
Bruttvekt i kg	25,00