

E 529

Vogn

for optimal plassering av 4-5 øye-OP-sett.



- 2 nivåer for plassering av instrumentrister
- 1 nivå med eller injektordyser
- Tilkoblingsmulighet for E 478/1 på inntaksrøret
- Utstyrt med en tilkobling for varmluftstørking
- Magnetlist for automatisk vognjenkjenning (uten magneter ML)

EAN: 4002513792553 / Materialnummer: 06415950 /

Gammelt materialnummer: 69552901D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
Produktkategori	
Vogn for oftalmologiske instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Kapasitet	
OP-sett for mikroinstrumenter [antall]	4-5
Hule instrumenter [antall]	46
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	471
Utvendig mål, nettobredde i mm	530
Utvendig mål, nettodybde i mm	645
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	550
Utvendig mål, bruttbredde i mm	640
Utvendig mål, bruttodybde i mm	650
Nettvekt i kg	14,00
Bruttovekt i kg	21,00