


U 184/1

Underkurv

for optimal plassering av sentrifugerør, vials og reagensglass.



- Utstyrt med 96 injektordyser
- Kan kun brukes i forbindelse med overkurv O 175 / O 187 / O 184
- Plasseringshøyde: ca. 170 mm mm

EAN: 4002513805659 / Materialnummer: 06439180 /  
Gammelt materialnummer: 69118403D

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkategori</b>                              |                            |
| Laboratorievaskemaskiner                            | •                          |
| <b>Produkttilhørighet</b>                           |                            |
| PG 8536                                             | •                          |
| <b>Produktkategori</b>                              |                            |
| Injektorkurv                                        | •                          |
| Underkurv                                           | •                          |
| <b>Produktegenskaper</b>                            |                            |
| Material                                            | Rustfritt stål, Kunststoff |
| Farge                                               | Rustfritt stål, Svart      |
| Maksimal plasseringshøyde i mm                      | 170                        |
| <b>Bruksområde</b>                                  |                            |
| Klargjøring av pipetter/vials                       | •                          |
| Klargjøring av reagensglass                         | •                          |
| <b>Standard elektrotilkobling</b>                   |                            |
| Faseantall                                          | 0                          |
| Spenning i V                                        | 0                          |
| Frekvens i Hz                                       | 0                          |
| Totaltilkobling i kW                                | 0,00                       |
| Sikring i A                                         | 0                          |
| <b>Mål og vekt</b>                                  |                            |
| Utvendig mål, nett høyde i mm                       | 250                        |
| Utvendig mål, nett bredde i mm                      | 515                        |
| Utvendig mål, nett dybde i mm                       | 531                        |
| Utvendig mål, brutto høyde i mm                     | 270                        |
| Utvendig mål, brutto bredde i mm                    | 525                        |
| Utvendig mål, brutto dybde i mm                     | 540                        |
| Nettvekt i kg                                       | 5,00                       |
| Bruttovekt i kg                                     | 6,00                       |
| <b>Tilbehørspakke</b>                               |                            |
| ID 90, injektordyse Ø 2,5 mm, lengde 90 mm [antall] | 96                         |