

E 427

Innsats

for optimal plassering av 6 laryngoskoper.



- Egnet for 6 laryngoskoper

EAN: 4002513808209 / Materialnummer: 06442120 /  
Gammelt materialnummer: 69542701D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Innsats/modul for anestesi-instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av anestesi-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	92
Utvendig mål, nettobredde i mm	210
Utvendig mål, nettodybde i mm	134
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	164
Utvendig mål, bruttbredde i mm	245
Utvendig mål, bruttdybde i mm	250
Nettovekt i kg	0,90
Bruttovekt i kg	1,00