

E 729

Innsats

for optimal plassering av opptil 4-5 øye-OP-sett på 3 nivåer.



- 2 nivåer for plassering av 4 instrumentrister
- 1 nivå med 16 eller 30 injektordyser
- Tilkoblingsmulighet for E 478/1 på inntaksrøret
- Utstyrt med en tilkobling for varmluftstørking
- Magnetlist for automatisk vogngjenkjenning (uten magneter ML)

EAN: 4002513893274 / Materialnummer: 06517580 /
Gammelt materialnummer: 69572901D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategori	
Vogn for oftalmologiske instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister [antall]	4
SPRI-instrumentrister [antall]	2
OP-sett for mikroinstrumenter [antall]	4-5
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	471
Utvendig mål, nettobredde i mm	530
Utvendig mål, nettodybde i mm	600
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	680
Utvendig mål, bruttbredde i mm	560
Utvendig mål, bruttodybde i mm	650
Nettovekt i kg	14,40
Bruttovekt i kg	16,40
Tilbehørspakke	
E 476 holder [antall]	1
E 477 stopper [antall]	1
E 790 festeanordninger Luer-Lock, hunn til hunn [antall]	8
E 791 festeanordninger Luer-Lock, hunn til hann [antall]	8
Magnetlist for automatisk vogngjenkjenning (uten magneter) [antall]	1