

E 494
 Innsats
 for løs plassering av 5 mikrotiterplater.



EAN: 4002513926064 / Materialnummer: 06570920 /
 Gammelt materialnummer: 69549401D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Annen innsats	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
Kapasitet	
Mikrotiterplater [antall]	5
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettø høyde i mm	35
Utvendig mål, nettø bredde i mm	205
Utvendig mål, nettø dybde i mm	440
Utvendig mål, bruttø høyde i mm	100
Utvendig mål, bruttø bredde i mm	265
Utvendig mål, bruttø dybde i mm	180
Nettø vekt i kg	0,85
Bruttø vekt i kg	1,00