


A 11/1

Innsats

for skånsom vask av oppvask som lett går i stykker ved å dempe spylestrålen.



- Med utstansninger 7 x 7 mm
- Kan settes i over- og underkurven
- Anbefalt bruk i PG8536

EAN: 4002513975680 / Materialnummer: 06629660 /  
Gammelt materialnummer: 69501102D

<b>Produktkategori</b>	
Laboratorievaskemaskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktkategori</b>	
Underlagsrammer	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av laboratorieglass	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	1
Utvendig mål, nettobredde i mm	433
Utvendig mål, nettodybde i mm	433
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	16
Utvendig mål, bruttobredde i mm	470
Utvendig mål, bruttodybde i mm	470
Nettvekt i kg	0,80
Bruttvekt i kg	1,00