


A 12/1

Innsats

for skånsom vask av oppvask som lett går i stykker ved å dempe spylestrålen.



- Med utstansninger 7 x 7 mm
- Kan settes i over- og underkurven
- Anbefalt bruk i PG 8536

EAN: 4002513975697 / Materialnummer: 06629670 /
Gammelt materialnummer: 69501203D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Underlag	•
Underlagsrammer	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	1
Utvendig mål, nettobredde i mm	224
Utvendig mål, nettodybde i mm	429
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	75
Utvendig mål, bruttbredde i mm	280
Utvendig mål, bruttodybde i mm	510
Nettovekt i kg	0,37
Bruttovekt i kg	0,56