


E 522/1

Innsats

for optimal plassering av 9 avstøpningsformer.



- Utstyrt med 9 holdere

EAN: 4002514072722 / Materialnummer: 06697010 /  
Gammelt materialnummer: 68552202D

<b>Produktkategori</b>	
Termodesinfektorer	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats/modul for dentalinstrumenter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
<b>Kapasitet</b>	
Avstøpningsform [antall]	9
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	140
Utvendig mål, nett bredde i mm	100
Utvendig mål, nett dybde i mm	190
Utvendig mål, brutt høyde i mm	170
Utvendig mål, brutt bredde i mm	245
Utvendig mål, brutt dybde i mm	240
Nettvekt i kg	0,26
Bruttvekt i kg	0,36