


U 874/2

Underkurv

for plassering av DIN-instrumenter og Miele-innsatser.



- Plasseringshøyden kan variere ved bruk av ulike overkurver

EAN: 4002514110967 / Materialnummer: 06756110 /

Gammelt materialnummer: 69187404D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Tom underkurv (lavett)/kurvholder	•
Underkurv	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-sko	•
Klargjøring av fat	•
Klargjøring av pussbekken	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	50
Utvendig mål, nettobredde i mm	534
Utvendig mål, nettodybde i mm	515
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	125
Utvendig mål, bruttbredde i mm	555
Utvendig mål, bruttodybde i mm	555
Nettovekt i kg	2,50
Bruttovekt i kg	3,00