


E 105/1

Innsats

for optimal plassering av reagensrør opptil 12 x 165 mm.



- egnet for ca. 200 reagensglass (opptil 12 x 165 mm)
- Kapasitet inkludert deksel A 13
- Maskevidde på 9 x 9 mm

EAN: 4002514231075 / Materialnummer: 06907650 /
Gammelt materialnummer: 69510502D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Innsats/modul for reagensglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	6
Bruksområde	
Klargjøring av reagensglass	•
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
Reagensglass [antall]	200
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	212
Utvendig mål, nett bredde i mm	200
Utvendig mål, nett dybde i mm	210
Utvendig mål, brutt høyde i mm	235
Utvendig mål, brutt bredde i mm	240
Utvendig mål, brutt dybde i mm	250
Nettvekt i kg	0,90
Bruttvekt i kg	1,14
Tilbehørspakke	
A 13 lokk [antall]	1